

Жартылай алмалы протезді дайындау технологиясы



Жартылай алмалы протезді дайындау кезеңдері

- 1- Лабораториялық кезең
- 2 -Лабораториялық кезең
- 3 -Лабораториялық кезең



1- Лабораториялық кезең


Қалыптың сапасын
бағалау




Ғаныштан мүсін құю



Протез жататын орынды
химиялық карандашпен
сызып алу




Балауыздан протез
негізін құю, окклюзиялық
білік жасау



2 -Лабораториялық кезең

Мүсінді артикулятор немесе окклюдаторға ғаныштау




Загипсовка моделей в артикулятор-окклюдатор.
а — модели поставлены в центральную окклюзию и скреплены; б — модели пригипсованы к нижней раме; в — модели пригипсованы к верхней раме; г — артикулятор-окклюдатор раскрыт.

Жасанды тістерді таңдау

Жасанды тістерді орнықтыру



ТИРЕКТІК ЭЛЕМЕНТТИ ДАЙЫНДАУ



3 -Лабораториялық кезең


СОҢҒЫ МҮСІНДЕУ




Тіректік элементті балауыз мүсінге орнықтыру



Кюветаға ғаныштау



Кюветаны қайнату



Пластмассаны қюветаға енгізу






Армировка



- Полимеризация



- Өңдеу, тегістеу, жылтырату





НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ

